



BeeGlueVag

Intimate gel with propolis

Inhaltsstoffe (INCI): Aqua, Glycerin, Poloxamer 407, Propolis, Calendula Officinalis Öl, Achillea Millefolium Extract, Tocopherylacetat, Milchsäure, Natriumbenzoat, Dinatrium EDTA.

Wirkungsweise: Beegluevag Gel enthält Propolis, Ringelblumenöl (Calendula Officinalis) und Schafgarbenextrakt (Achillea Millefolium), Inhaltsstoffe, die traditionell als natürliche Antimykotika verwendet werden, die die Schleimhaut vor möglichen Infektionen schützen. Die Anwendung von Beegluevag Gel lindert unangenehme Beschwerden wie übermäßige Sekretion, Juckreiz, Brennen und Reizung der Vaginalschleimhaut. Das bioadhäsive Gebläse hat eine epithelisierende Wirkung und ermöglicht eine allmähliche und kontinuierliche Freisetzung der Wirkstoffe im Anwendungsbereich sowie eine bessere Haftung der Wirkstoffe an der Schleimhaut.

Beegluevag Gel wird empfohlen für:

- ✓ Personen, die zu Infektionen im Intimbereich neigen
- ✓ Als Hilfsmittel bei der Bekämpfung von Entzündungsprozessen der Vaginalschleimhaut und Infektionen, die mit vermehrter Sekretion einhergehen
- ✓ Frauen, die Verhütungsmittel verwenden
- ✓ Als vorbeugende Maßnahme beim Besuch öffentlicher Orte (Spa, Schwimmbäder, Solarien usw.)

Gebrauchsanweisung: Vor der Anwendung für eine gute Hygiene des Intimbereichs und Ihrer Hände sorgen. Die Kappe von der Tube entfernen und den Applikator (im Lieferumfang enthalten) auf die Tubenspitze schrauben. Etwa 2 cm Gel (Dosis für eine Anwendung) tief in die Vagina drücken, dabei in Rückenlage leicht drücken. Wenn sich der Zielbereich im äußeren Intimbereich befindet, das Gel äußerlich in einer dünnen Schicht auftragen. Es wird empfohlen, das Produkt einmal täglich anzuwenden, vorzugsweise abends vor dem Schlafengehen. Bei Bedarf kann das Produkt 2 Mal täglich (morgens und abends) verwendet werden. Nach dem Abklingen der Symptome ist es ratsam, das Produkt 2-3 Mal pro Woche anzuwenden, um die erzielte Verbesserung aufrechtzuerhalten.



Warnhinweise: Nur zur äußerlichen Anwendung. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Nicht anwenden bei Überempfindlichkeit gegen einen der Inhaltsstoffe des Produkts. Während der Schwangerschaft vor der Anwendung des Produkts einen Arzt konsultieren.

Verpackung: Tube mit 20 ml Gel in einer Box mit zwei Applikatoren. Der zweite Applikator ist als Ersatz enthalten, falls er verloren geht oder beschädigt wird.



Lagerungshinweise: Bei Temperaturen bis 25°C, außerhalb der Reichweite von Kindern lagern.



Haltbarkeit: 48 Monate ab Herstellungsdatum. Das Herstellungsdatum ist in der Seriennummer enthalten, die auf der Schweißnaht der Tube aufgedruckt ist und auf der Verpackung aufgedruckt ist.



CORNUS GmbH
Zentgrafenstraße 128,
34130 Kassel, Deutschland

CORNUS[®]
natural nutrition